

MedSil Magenballon / MedSil gastric balloon



Produktbeschreibung

Magenballon-Implantations-Set aus langlebigen, elastischen und medizinisch getestetem Silikon (CE 1293), bestehend aus einem Magenballon inklusive Sondensystem zur Befüllung.

Schutz vor Flüssigkeitsverlust nach dem Befüllen durch Schutzventil.

Gebrauchshinweise

Den Magenballon mit 400-700 ml Kochsalzlösung befüllen und nach maximal 6 Monaten wieder entfernen. Der Magenballon darf maximal bis zu 24 Monate nach Herstellungsdatum verwendet werden.

Product Description

Gastric balloon implantation set made of durable, elastic, high-quality silicon (CE1293), consisting of one gastric volume and a system of tubes for the transfusion of saline solution.

Protected of fluid-loss by check-valve.

Direction of Use

Please fill the gastric balloon to a maximum of 400-700 cc. The balloon stays maximum 6 month inside the stomach. The balloon should be installed within 24 months after the date of manufacture.

Spatz3 justierbarer Magenballon / Spatz3 adjustable Gastric Balloon



Produktbeschreibung

Magenballon-Implantations-Set aus langlebigem, elastischem und medizinisch getestetem Silikon (CE 1023), bestehend aus einem Magenballon inklusive Sondensystem zur Befüllung.

Schutz vor Flüssigkeitsverlust nach dem Befüllen durch Schutzventil.

Gebrauchshinweise

Den Magenballon mit 400-700 ml Kochsalzlösung befüllen und nach maximal **12 Monaten** wieder entfernen. Der Magenballon darf maximal bis zu 24 Monate nach Herstellungsdatum verwendet werden. Durch den Inflationsschlauch ist ein Nachjustieren des Füllvolumens jederzeit möglich.

Product Description

Gastric balloon implantation set made of durable, elastic, high-quality silicon (CE1293), consisting of one gastric volume and a system of tubes for the transfusion of saline solution.

Protected of fluid-loss by check-valve.

Direction of Use

Please fill the gastric balloon to a maximum of 400 to 700 cc. The balloon stays maximum **12 month** inside the stomach. The balloon should be installed within 24 months after the date of manufacture. The inflation hose makes it possible to readjust the filling volume at any time.

Der MedSil-Magenballon 6 Monate & der Spatz 3M-Magenballon 12 Monate

Ihre preiswerte Alternative bei höchster Qualität und Sicherheit

Sehr geehrte Damen und sehr geehrte Herren,

zur Gewichtsreduktion Ihrer Patienten setzen Sie bereits sehr erfolgreich Magenballone ein.

Neben dem medizinischen Erfolg ist für Sie ein attraktiver Preis sicherlich sehr interessant.

Als Exklusiv-Vertriebspartner für Deutschland und die Schweiz kann Ihnen die BSB-Medical GmbH den MedSil-Magenballon und den Sp zu einem äußerst attraktiven Preis anbieten. Darüber hinaus zeichnen uns Sorgfalt und Zuverlässigkeit aus.

Beim **MedSil** Magenballon handelt es sich – wie Sie es kennen – um einen flüssigkeitsgefüllten Silikonballon mit einem variablen Füllvolumen von 400 ml bis zu 700 ml und einer Liegedauer von max. **6 Monaten**. Dieser Ballon ist bereits seit vielen Jahren in der EU zugelassen und erfolgreich im Einsatz. Mittlerweile gehört er zum meist eingesetzten Magenballons Europas.

Beim **Spatz3M** Ballon handelt es sich um einen um einen flüssigkeitsgefüllten Silikonballon mit einem variablen Füllvolumen von 400 ml bis zu 700 ml und einer Liegedauer von max. **12 Monaten**. Durch den Inflationsschlauch ist ein Nachjustieren des Füllvolumens jederzeit möglich. Dieser Ballon ist bereits seit vielen Jahren in der EU zugelassen und erfolgreich im Einsatz.

Wir bieten Ihnen eine schnelle und unkomplizierte Lieferung, kostenlose Informations-Broschüren sowie Vorbereitungsleitfäden für Ihre Patienten in der Magenballon-Therapie. Für optimale Ergebnisse beim Übergewichtsverlust haben wir ein spezielles Therapiebegleitbuch für Ihre Patienten entwickelt, das unseren Partnern selbstverständlich kostenlos zur Verfügung steht.

In der Anlage finden Sie unser Einführungsangebot zu einem attraktiven Preis.

Wenn Sie Fragen zum Einsatz des MedSil-Magenballons haben, sind wir gerne für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink that reads 'Daniel Brick'.

Daniel Brick
Geschäftsführender Gesellschafter
BSB-Medical GmbH

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten!

Um Ihre Umstellung zu BSB-Medical so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir alle für Sie wichtigen Informationen nachstehend zusammengefasst.

Kundenbetreuung und Bestellungen

Öffnungszeiten: montags - freitags 8:30 – 17:00 (CET)

Kundenbetreuung: Telefon: +49 591 – 710 000-620
Fax: +49 591- 71 000-629
Email: info@bsb-medical.de

Bestellungen: Bitte verwenden Sie das beigefügte Bestellformular und senden Sie es an:
Email: order@bsb-medical.de
Fax: +49 591 – 71 000 629

Versandfristen: Bestelleingänge von Montag bis Freitag vor 14:00 Uhr (CET) werden am selben Tag versendet.
Der Versand erfolgt frachtkostenfrei per Paketdienst (Zustellung innerhalb von zwei Werktagen); Schnellversand gegen Aufpreis möglich.

Steuerbefreiung

Sollten Sie eine steuerbefreite Einrichtung sein, schicken Sie bitte Ihre Steuerbefreiungslizenz inklusive der Umsatzsteuer-ID an info@bsb-medical.de.

Ihr Ansprechpartner

Außendienst

Herr Daniel Brick

Mobiltelefon: +49 1794718174

E-Mail: daniel.brick@bsb-medical.de

Innendienst

Tele: +49 591 / 71000-620

E-Mail: info@bsb-medical.de

Rücksendungen

Für Warenrücksendungen kontaktieren Sie bitte unsere Kundenbetreuung unter der Rufnummer +49 591 – 71 000 - 620.

Umtausch oder Gutschrift für eine Rücksendung erfolgt nur unter Angabe der jeweiligen Auftrags- und Rücksendenummer (RMA). Diese erhalten Sie von unserer Kundenbetreuung.

Produkte mit einer Mindesthaltbarkeit von unter 3 Monaten können nicht umgetauscht werden.

Produktüberwachung

Produktqualität und Patientensicherheit sind für BSB-Medical von größter Bedeutung.

Sollte es doch einmal eine Beanstandung geben, so senden Sie uns bitte eine Mail mit ausführlicher Beschreibung an folgenden Email-Adresse:

info@bsb-medical.de

BESTELLFORMULAR

Fax: +49 591 – 71 000 629

Email: order@bsb-medical.de

Name:

Rechnungsadresse:

Lieferadresse (falls abweichend
von Rechnungsadresse):

Telefon:

Fax:

Email:

Kundennummer (falls vorhanden):

Bestellnummer des Kunden:

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung: | Preis (netto) | Menge |
|---------------|-----------------------------|------------------|-------|
| 0714 | Entfernungs Kit (5Stck) | 299€ / Kit | |
| 0715 | Medsil , Magenballon | 730€ je Stck. | |
| 0719 | Spatz3 Magenballon | 980€ je Stck | |
| 0720 | Zange | 21€ je Stck | |

Bei Fragen erreichen Sie uns telefonisch: Mo.-Fr. von 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Ort, Datum

Stempel / Unterschrift Kunde